

ARTIKULIERTE MARIONETTE



Ziele

- Die Gesten und Haltungen kennen, die mit Emotionen verbunden sind
- Den Sinn für Körperbeobachtung entwickeln
- Seine Empfindungen und/oder seine momentane Stimmung mitteilen



Zielpublikum

12 Jahre und älter

Größe der Gruppe

4-12 Teilnehmer/innen



Material

- Eine oder mehrere artikulierte Marionetten



Dauer

15-25 Minuten



Ablauf der Aktivität

Der/die Leiter/in lädt jede/n Jugendliche/n, der/die dies wünscht, ein, seine/ihre momentane Stimmung in der Gruppe mithilfe der Marionette auszudrücken (ohne zu sprechen).

Die anderen Teilnehmer/innen versuchen dann zu erraten, was durch die Haltung der Marionette ausgedrückt wird, indem sie ihre Sätze mit „Ich beobachte...“ beginnen und mit „Ich denke, er ist zufrieden, er ist glücklich...“ ergänzen. Beispiele: „Ich beobachte, dass der Kopf und der Körper gerade sind, ich beobachte, dass die Hände offen sind“.

Der/die Jugendliche bestätigt und ergänzt, wenn nötig. Der/die Leiter/in teilt die Redezeit der Teilnehmer/innen ein.



Variante: Die Aktivität kann in Untergruppen von 3 bis 4 Jugendlichen mit einer Marionette pro Untergruppe durchgeführt werden.